

# mmWave Radar Sensing

## **Touchless and Proactive Solution**

With mmWave Radar technology, detect the movement of various objects while ensuring high accuracy and protecting privacy.

We are delighted that Maxwell Care's 2nd generation mmWave-radar sensor is released globally. It is the world's first one to merge multifunctional features in a radar, so this advanced solution is highly cost-effective in care





No camera to protect privacy



No need to charge the battery





Non-wearable and pendant



No need to press button



Penetrate water vapor, fog, smoke to detect presence



24 / 7 instant detection

# Multifunctional Features merged in one Radar

## Comprehensive surveillance capabilities





การเข้าห้องน้ำ



Fall Detection and Time on Floor

การลุกจากเตียง Imminent Bed Exits

Bathroom & Toilet Visits and Times

Room Presence / Occupancy



เวลาในการใช้เตียง In / Out of Bed and Time in Bed




อัตราการหายใจ/หัวใจ Respiratory / Heart Rate



**การลุกเดินในเวลากลางคืน** Night-time / Nocturnal Wandering



คุณภาพการนอนหลับ Sleep Quality







Radar chipset	4Tx/4Rx
Communication	2.4GHz Wifi
Two-way voice calling	VoIP via Wifi
Fall Detection Range (Max)	Wall & Ceiling at 4x6M
Heart Rate/Respiratory Rate Detection Range (Max)	3.5M
Installation Height	Wall: 1.5-2.2M Ceiling: 2.0-3.0M
Communication protocol	TCP/SDK integration
Waterproof	IP65
System power	5V 2A, 4.3W

# Data-Driven and Person-Centred solutions based on Al & ML to Ecosystem Partners provide predictive and preventive analysis report

The rich data accumulated is driving the engagement by not only the relatives, doctor, hospital rehabilitation care centers, aged care communities and care providers, but also nursing call companies, insurance companies, pharmacy enterprises, etc.



Nursing Home




Care Provider



Hospital and Rehabilitation Centers



Resident Home Care





## www.maxwellcare.info



@maxwellsecurity



#### บริษัท แมกซ์เวลล์ อินทิเกรชั่น จำกัด

615 อาคารจิตต์อุทัย ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 02-374-4060 | support@maxwellcare.info